

令和 7 年 8 月 5 日

参加希望業者様

支出負担行為担当官
岩手県警察会計担当官

見積合わせ通知書

みだしのことについて、下記のとおり見積合わせを実施するので、参加を希望する場合は見積書を提出してください。

記

1 品名・規格・数量等

品目	規格	数量
別紙のとおり		
【摘要】 同等品可。 ※同等品で見積書を提出する場合は、事前審査を受けること 仕様は別紙のとおり。		
納品場所	科学捜査研究所 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸3番40号 盛岡東警察署 8階	
納入期限	令和 7 年 11 月 14 日 (金)	

8-1-03

2 見積書提出期限

令和 7 年 8 月 26 日 (火) 正午まで ※郵送可だが、必着のこと。

3 見積書提出先

〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8番10号
岩手県警察本部 4階 会計課 調度係

4 見積書記載要領

- (1) 見積書の日付は、作成日としてください。
- (2) 宛名については「**支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官**」としてください。
- (3) 消費税を記載してください。
- (4) 金額に1円未満の端数が出た場合は、切り捨てにしてください。

5 その他

- (1) 支店長名、営業所長名等で見積書を提出する場合は、委任状の提出もお願いします。
(委任状の宛名も「**支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官**」としてください。)
- (2) 発注する場合のみ、FAXにて連絡しますのでご了承ください。

担当: 岩手県警察本部 科学捜査研究所
庶務係 TEL 019-653-0110

(別紙)

品名	規格	仕様	数量
PrepFiler Express Forensic DNA Extraction kit	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4441352	•AutoMate Express Forensic DNA Extraction Systemで使用可能なこと。 •法医学的ケースワークサンプルからDNAを抽出可能なこと。 •精製されたDNAが定量PCRやSTR解析で使用可能なこと。 •使用期限が4ヶ月以上あること。	1 箱
Quantifiler HP DNA Quantification kit 400 reactions	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4482911	•TaqManプローブを用いたヒトDNA定量試薬であること。 •QuantStudio5で使用可能なこと。 •Human Target, small autosomalが80basesであること。 •Human Target, large autosomalが214basesであること。 •Internal PCR Controlが130basesであること。 •使用期限が4ヶ月以上あること。	2 箱
Cathode Buffer Container(CBC),for 3500 / SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4408256	•3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 •DNAの電気泳動で陰極バッファーとして使用可能なこと。 •100インジェクション可能なこと。 •14日間の装置上寿命があること。 •RFIDラベルが付いていること。 •使用期限が4ヶ月以上あること。	1 箱
Anode Buffer Container(ABC),for 3500 / SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4393927	•3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 •DNAの電気泳動で陽極バッファーとして使用可能なこと。 •100インジェクション可能なこと。 •14日間の装置上寿命があること。 •RFIDラベルが付いていること。 •使用期限が4ヶ月以上あること。	1 箱
POP-4 Polymer for 3500 / SeqStudio Flex 384samples	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4393715	•3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 •24本キャピラリーで20インジェクション可能なこと。 •7日間の装置上寿命または25℃以下が維持されているときに14日間の装置上寿命があること。 •RFIDラベルが付いていること。 •使用期限が4ヶ月以上あること。	5 箱
Conditioning Reagent, for 3500 / SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4393718	•3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 •ポリマーポンプの洗浄が可能なこと。 •24時間の装置上寿命があること。 •RFIDラベルが付いていること。 •使用期限が4ヶ月以上あること。	5 箱