

令和 8 年 1 月 28 日

参加希望業者 様

支出負担行為担当官  
岩手県警察会計担当官

## 見積合わせ通知書

みだしのことについて、下記のとおり見積合わせを実施するので、参加を希望する場合は見積書を提出してください。

記

1 品名・規格・数量等

| 品 目                                                       | 規 格                                              | 数 量     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| Quantifiler Trio DNA<br>Quantification kit ほかに9件          | 別紙のとおり                                           | 別紙の とおり |
|                                                           |                                                  |         |
|                                                           |                                                  |         |
|                                                           |                                                  |         |
|                                                           |                                                  |         |
| 【摘 要】 同等品可。 ※同等品で見積書を提出する場合は、事前審査を受けること<br><br>仕様は別紙のとおり。 |                                                  |         |
| 納 品 場 所                                                   | 科学捜査研究所<br>〒 020-0023<br>岩手県盛岡市内丸3番40号 盛岡東警察署 8階 |         |
| 納 入 期 限                                                   | 令和 8 年 3 月 31 日 (火)                              |         |

1-2-07

2 見積書提出期限

令和 8 年 2 月 12 日 (木) 正午まで ※郵送可だが、必着のこと。

3 見積書提出先

〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8番10号  
岩手県警察本部 4階 会計課 調度係

4 見積書記載要領

- (1) 見積書の日付は、作成日としてください。
- (2) 宛名については「支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官」としてください。
- (3) 消費税を記載してください。
- (4) 金額に1円未満の端数が出た場合は、切り捨てにしてください。

5 その他

- (1) 支店長名、営業所長名等で見積書を提出する場合は、委任状の提出もお願いします。  
(委任状の宛名も「支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官」としてください。)
- (2) 発注する場合のみ、FAXにて連絡しますのでご了承ください。

担当: 岩手県警察本部 科学捜査研究所  
庶務係 TEL 019-653-0110

## (別紙)

| 品名                                                | 規格                                       | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1<br>Quantifiler Trio DNA<br>Quantification kit   | ThermoFisher SCIENTIFIC<br>製品番号: 4482910 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎TaqManプローブを用いたヒトDNA定量試薬であること。</li> <li>◎QuantStudio5で使用可能なこと。</li> <li>◎Human Target, small autosomalが80basesであること。</li> <li>◎Human Target, large autosomalが214basesであること。</li> <li>◎Human Male Targetが75basesであること。</li> <li>◎Internal PCR Controlが130basesであること。</li> <li>◎使用期限が4ヶ月以上あること。</li> </ul> | 1 箱 |
| 2<br>Quantifiler HP DNA<br>Quantification kit     | ThermoFisher SCIENTIFIC<br>製品番号: 4482911 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎TaqManプローブを用いたヒトDNA定量試薬であること。</li> <li>◎QuantStudio5で使用可能なこと。</li> <li>◎Human Target, small autosomalが80basesであること。</li> <li>◎Human Target, large autosomalが214basesであること。</li> <li>◎Internal PCR Controlが130basesであること。</li> <li>◎使用期限が4ヶ月以上あること。</li> </ul>                                           | 1 箱 |
| 3<br>MicroAmp Optical Adhesive<br>Film 100 covers | ThermoFisher SCIENTIFIC<br>製品番号: 4311971 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎100枚入り</li> <li>◎QuantStudio5で使用可能なこと。</li> <li>◎MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate(ThermoFisher SCIENTIFIC社製、製品番号: N8010560)にシール可能なこと。</li> <li>◎使用期限が4ヶ月以上あること。</li> </ul>                                                                                                                       | 1 箱 |
| 4<br>MicroAmp Optical 8-Cap<br>Strips             | ThermoFisher SCIENTIFIC<br>製品番号: 4323032 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎GeneAmp 9700及びQuantStudio5で使用可能なこと。</li> <li>◎ThermoFisher SCIENTIFIC社製、MicroAmp Optical 8-Tube Strip, 0.2mL (製品番号: 4316567)に装着可能なこと。</li> </ul>                                                                                                                                                        | 1 箱 |
| 5<br>MicroAmp Optical 8-Tube<br>Strip, 0.2mL      | ThermoFisher SCIENTIFIC<br>製品番号: 4316567 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎GeneAmp 9700及びQuantStudio5で使用可能なこと。</li> <li>◎ThermoFisher SCIENTIFIC社製、MicroAmp Optical 8-Cap Strips (製品番号: 4323032)に装着可能なこと。</li> </ul>                                                                                                                                                               | 1 箱 |

## (別紙)

| 品名                                                              | 規格                                        | 仕様                                                                                                                                                                                                                                    | 数量  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6 Cathode Buffer Container<br>(CBC), for 3500/SeqStudio<br>Flex | ThermoFisher SCIENTIFIC<br>製品番号: 4408256  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。</li> <li>◎DNAの電気泳動で陰極バッファーとして使用可能なこと。</li> <li>◎100インジェクション可能なこと。</li> <li>◎14日間の装置上寿命があること。</li> <li>◎RFIDラベルが付いていること。</li> <li>◎使用期限が4ヶ月以上あること。</li> </ul> | 1 箱 |
| 7 Anode Buffer Container<br>(ABC), for 3500/SeqStudio<br>Flex   | ThermoFisher SCIENTIFIC<br>製品番号: 4393927  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。</li> <li>◎DNAの電気泳動で陽極バッファーとして使用可能なこと。</li> <li>◎100インジェクション可能なこと。</li> <li>◎14日間の装置上寿命があること。</li> <li>◎RFIDラベルが付いていること。</li> <li>◎使用期限が4ヶ月以上あること。</li> </ul> | 1 箱 |
| 8 POP-4 Polymer for<br>3500/SeqStudio Flex 384<br>samples       | ThermoFisher SCIENTIFIC<br>製品番号: 4393715  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。</li> <li>◎24本キヤピラリーで20インジェクション可能なこと。</li> <li>◎7日間の装置上寿命または25℃以下で維持されるときに14日間の装置上寿命があること。</li> <li>◎RFIDラベルが付いていること。</li> <li>◎使用期限が4ヶ月以上あること。</li> </ul>    | 3 箱 |
| 9 Conditioning Reagent, for<br>3500/SeqStudio Flex              | ThermoFisher SCIENTIFIC<br>製品番号: 4393718  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。</li> <li>◎ポリマーポンプの洗浄が可能なこと。</li> <li>◎24時間の装置上寿命があること。</li> <li>◎RFIDラベルが付いていること。</li> <li>◎使用期限が4ヶ月以上あること。</li> </ul>                                       | 3 箱 |
| 10 MicroAmp Optical 96-Well<br>Reaction Plate                   | ThermoFisher SCIENTIFIC<br>製品番号: N8010560 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。</li> <li>◎ThermoFisher SCIENTIFIC社製、Septa for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 96 well(製品番号: 4412614)に装着可能なこと。</li> </ul>                                      | 7 箱 |