

(別紙)

	品名	規格	仕様	数量
1	Quantifiler HP DNA Quantification kit	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4482911	◎TaqManプローブを用いたヒトDNA定量試薬であること。 ◎QuantStudio5で使用可能なこと。 ◎Human Target, small autosomalが80basesであること。 ◎Human Target, large autosomalが214basesであること。 ◎Internal PCR Controlが130basesであること。 ◎使用期限が4ヶ月以上あること。	2 箱
2	MicroAmp Optical 8-Cap Strips	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4323032	◎GeneAmp 9700及びQuantStudio5で使用可能なこと。 ◎ThermoFisher SCIENTIFIC社製、MicroAmp Optical 8-Tube Strip, 0.2mL (製品番号: 4316567)に装着可能なこと。	2 箱
3	Cathode Buffer Container (CBC), for 3500/SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4408256	◎3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 ◎DNAの電気泳動で陰極バッファーとして使用可能なこと。 ◎100インジェクション可能なこと。 ◎14日間の装置上寿命があること。 ◎RFIDラベルが付いていること。 ◎使用期限が4ヶ月以上あること。	2 箱
4	Anode Buffer Container (ABC), for 3500/SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4393927	◎3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 ◎DNAの電気泳動で陽極バッファーとして使用可能なこと。 ◎100インジェクション可能なこと。 ◎14日間の装置上寿命があること。 ◎RFIDラベルが付いていること。 ◎使用期限が4ヶ月以上あること。	2 箱
5	POP-4 Polymer for 3500/SeqStudio Flex 384 samples	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4393715	◎3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 ◎24本キャピラリーで20インジェクション可能なこと。 ◎7日間の装置上寿命または25℃以下が維持されているときに14日間の装置上寿命があること。 ◎RFIDラベルが付いていること。 ◎使用期限が4ヶ月以上あること。	5 箱

(別紙)

	品名	規格	仕様	数量
6	Conditioning Reagent, for 3500/SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4393718	◎3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 ◎ポリマーポンプの洗浄が可能なこと。 ◎24時間の装置上寿命があること。 ◎RFIDラベルが付いていること。 ◎使用期限が4ヶ月以上あること。	5 箱
7	GeneScan 600 LIZ Dye Size Standard v2.0	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4408399	◎3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 ◎20～600ヌクレオチドサイズのDNAフラグメントで構成されたサイズスタンダードであること。 ◎LIZの蛍光を使用していること。 ◎ノーマライゼーション機能を使うことができること。 ◎使用期限が4ヶ月以上あること。	2 箱
8	Hi-Di Formamide 25mL	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4311320	◎3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 ◎PCR溶液を溶解してキャピラリー電気泳動可能なこと。 ◎使用期限が4ヶ月以上あること。	2 本
9				
10				